

IALUSETCARE® PROTECT

Pansement protecteur adhésif



FORMES ET PRÉSENTATION

Pansements de dimensions 8 x 8 cm, 4 x 7 cm ou 4 x 4 cm.

Boîte de 5 pansements.

COMPOSITION

ialuscare® Protect est composé de 3 couches :

- Une compresse absorbante avec une grille de polyester imprégnée (silicone, carboxyméthylcellulose, acide hyaluronique),
- Un support non-tissé adhésif en polyester,
- Un film adhésif en polyuréthane.

INDICATIONS

Protection des plaies et blessures du quotidien, telles que coupures ou égratignures, et des plaies post-acte chirurgical.

PROPRIÉTÉS

ialuscare® Protect est un pansement fin prêt à l'emploi, simple à appliquer et à retirer.

Le pansement agit comme barrière mécanique et absorbe les exsudats (en cas de plaie suintante) favorisant ainsi la cicatrisation.

Grâce à sa grille souple imprégnée de silicone positionnée sur la compresse, ialuscare® Protect favorise le respect de la plaie avec un retrait atraumatique.

Le support conformable est adaptable aux reliefs anatomiques de la plaie.

Son revêtement semi-perméable constitue une barrière de protection et empêche tout contact de la plaie avec l'eau afin d'éviter toute macération et permettre la cicatrisation dans les meilleures conditions.

MODE D'EMPLOI

Se laver les mains.

Nettoyer préalablement la plaie et son contour avec de l'eau et du savon, ou à l'aide d'une solution de sérum physiologique. Après avoir retiré les 2 films protecteurs, appliquer ialuscare® Protect directement sur la plaie.

Renouveler l'application en fonction du besoin et de l'évolution de la plaie.

Peut se garder sous la douche ou le bain.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à l'un des composants.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- En cas de signe local d'infection, consulter un professionnel de santé pour un traitement approprié.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pansement à usage unique : ne pas réutiliser pour éviter tout risque de contamination.
- Ne pas utiliser si l'emballage unitaire est endommagé.
- Rappelez les produits périmés ou non utilisés à votre pharmacien qui se chargera de leur élimination.

En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre médecin et/ou votre pharmacien.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite figurant sur l'étui.

Ce dispositif doit être conservé à une température inférieure à 25°C. Ne pas congeler.

Date de mise à jour de la notice : juillet 2018.



Laboratoires **Genevrier**
280 rue de Goa – B.P. 47
Z.I. Les 3 Moulins
Parc d'activités de Sophia Antipolis
06901 Sophia Antipolis – France



Ne pas réutiliser, usage unique



Lire la notice avant usage



Attention - consulter les précautions d'emploi



Température de stockage



Fabricant



Année d'obtention : 2018



Numéro de lot



Date limite d'utilisation