





jejunostomialetkun, Penrose-dreenin, pleuradreenin, nefrostomialetkun tai imuletkun asetuskohtadassa.

**Varoimet:** Kendall-vaahтомуovisidoksia ei ole tarkoitettu kolmannen asteen palovammoille.

**Haavakohdan valmistelu:** Puhdista haava-alue tarvittaessa myrkyttömällä pesuaineliuksella tai suolaliuksella. Huuhtele ja kuivaa haava ja sen ympäristö huolellisesti ennen sidoksen asettamista.

**Sidoksen asettaminen:** Valitse sidos, joka ulottuu vähintään 5 cm (2 tuumaa) haavan reunojen ulkopuolelle. Leikkaa sidos tarvittaessa sopivankokoiseksi, niin että se muodostaa tasaisen pinnan ihon kanssa. (Kendall-vaahтомуovisidokset on asetettava siten, että valkoinen puoli koskettaa hoidettavaa aluetta tai päällylyöspäin.)

Aseta Kendall-vaahтомуovisidos suoraan haavan pinnalle ja pidä sidos paikallaan peittämällä se Polyskin II -sidoksella, Kerlix- tai Curity-sideharsorullalla, elastisella Tensor-sidellä, Conform-joustosidellä tai muulla asianmukaisella toissijaisella sidoksella.

**Sidoksen vaihtamistiehsy:** Kendall-vaahтомуovisidokset ovat erittäin imukykyisiä, mikä minimoi sidoksen vaihtamisen tarvetta. Käytännössä vaihtokaikatuulu riippuu haavan luonteesta ja kunnosta ja eritteen määrästä. Kendall-vaahтомуovisidos voidaan jättää paikalleen enintään viikoksi puhtaille pintahaavoille, jos siinä ei näy saturaation/täyttymisen tai infektion merkkejä.

**Sidoksen vaihtaminen ja poistaminen:** Kendall-vaahтомуovisidos on vaihdettava, kun merkkejä saturaatiosta/täyttymisestä näkyy sidoksen reunoilla ja aina hyvän hoitokäytännön niin vaateissa. Vaihda sidos poistamalla kiinnityssiiteet tai -teippi ja nostamalla Kendall-vaahтомуovisidos varovasti pois haavan päältä. Kendallvaahтомуovisidokset eivät tartu kiinni haavaan, niissä ei ole liimaa, evätkä ne geelydy. Sidos voidaan vaihtaa nopeasti ja kivuttomasti kudosken paraneemisprosessia keskeyttämättä.

**Sidoksen laajeneminen:** Kendall-vaahтомуovisidokset imevät itseensä eritteitä ja laajenevat ja suurenevät sidoksen sulaimisen rakenteen ansiosta.

Tilaustiedot				
<i>Vitteeno</i>	<i>Kuvaus</i>	<i>Lukumäärä</i>	<i>Lukumäärä pakkausta kohti</i>	<i>laitaatiikka kohti</i>
<b>Kendall-vaahтомуovisidokset</b>				
55522	5,1 cm x 5,1 cm (2 tuumaa x 2 tuumaa)	25	100	
55533	7,6 cm x 7,6 cm (3 tuumaa x 3 tuumaa)	10	50	
55535	8,9 cm x 7,6 cm (3,5 tuumaa x 3 tuumaa), halkioliinen	10	50	
55544	10,2 cm x 10,2 cm (4 tuumaa x 4 tuumaa)	10	50	
55548	10,2 cm x 20,3 cm (4 tuumaa x 8 tuumaa)	10	50	
55555	12,7 cm x 12,7 cm (5 tuumaa x 5 tuumaa)	10	50	
55566	15,2 cm x 15,2 cm (6 tuumaa x 6 tuumaa)	10	50	
55588	20,3 cm x 20,3 cm (8 tuumaa x 8 tuumaa)	10	50	

Päällykselliset Kendall-vaahтомуovisidokset				
55522P	5,1 cm x 5,1 cm (2 tuumaa x 2 tuumaa)	25	100	
55533P	7,6 cm x 7,6 cm (3 tuumaa x 3 tuumaa)	10	50	
55535P	8,9 cm x 7,6 cm (3,5 tuumaa x 3 tuumaa), halkioliinen	10	50	
55544P	10,2 cm x 10,2 cm (4 tuumaa x 4 tuumaa)	10	50	
55548P	10,2 cm x 20,3 cm (4 tuumaa x 8 tuumaa)	10	50	
55566P	15,2 cm x 15,2 cm (6 tuumaa x 6 tuumaa)	10	50	
55588P	20,3 cm x 20,3 cm (8 tuumaa x 8 tuumaa)	10	50	

## ■ da

**Beskrivelse:** Kendall skumbandager giver et ideelt fugtigt miljø for en lang række sårtyper. Denne stærkt absorberende, fugfri bandage er beregnet til at beskytte og støtte moderat til kraftigt eksuderende sår. Kendall skumbandager er semi-okklusive, og tillader derfor passage af luftarter, såsom ilt og vanddamp. Kendall skumbandager er bløde og fleksible og tilpasser sig derfor let til alle kropsoformer. Kendall skumbandager er ikke-adhærente, hvilket gør bandageskift let og behagelig.

**Indikationer:** Postkirurgiske incisioner, liggesår, venestsesår, diabetiske sår, donorsteder, abrasjoner, lacerationer, overfladiske forbrændinger, andre sår forårsaget af traume, og som sekundærforbinding eller fiksering af sårmslag. Det er en ideel bandage til lokal kontrol af eksudat, der kan forekomme ved kirurgisk inducerede drænagesteder, såsom trakeostomi, G-sonde, J-sonde, Penrose-dræn, pleuradræn, nefrostomidræn eller sump dræn.

**Forholdsregler:** Kendall skumbandager er ikke indiceret til tredjegradsforbrændinger.

**Klargøring af størstedet:** Rens sårområdet med en ugiftig rensmiddelopløsning, eller fysiologisk saltvand. Skyl og tør såret og området omkring såret grundigt, inden forbindningen anlægges.

**Påsatning af bandagen:** Vælg en bandage, hvor skummet går mindst 5 cm (2 tommer) uden for sårkanterne. Klip evt. bandagen til, så den ligger jævnt og tilpasses hudfladen. (Kendall skumbandager skal lægges med den hvide side mod såret eller topfilmen opad.)

Læg Kendall skumbandagen direkte på sårfladen, og hold den på plads ved at dække den med Polyskin II bandager, Kerlix eller Curity gazebind, Tensor elastikbind, Conform strækbind, selvklæbende tape eller anden hensigtsmæssig sekundærbandage.

**Skiftetryppighed:** Kendall skumbandagernes høje absorberingsvevne minimerer behovet for bandageskift. Hvor hyppigt bandagen skal skiftes, afhænger i praksis af sårtypen og -tilstanden og mængden af eksudat. Kendall skumbandager kan blive siddende i op til en uge på rene, overfladiske sår uden tegn på saturation eller infektion.

**Bandageskift og -aftagning:** Kendall skumbandagen skal skiftes, når der er synlige tegn på saturation langs kanterne af bandagen eller når som helst god plejepraksis forlanger det. Bandagen skiftes ved at fjerne fikseringsbindet eller -tæpen og forsigtigt løfte Kendall skumbandagen af såret. Kendall skumbandager er ikke-adhærente, ikke-klæbende og ikkegledannede. Bandageskift er hurtigt og behageligt og river ikke helende granulationsvæv op.

**Bandageudvidelse:** Kendall skumbandager absorberer eksudat og udvider sig og ”vokser” i størrelse på grund af bandagens cellulære struktur.

<b>Bestillingsoplysninger</b>				
<i>REF</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Antal</i>	<i>Antal Antal pr. pakke</i>	<i>Antal pr. æske</i>
<b>Kendall skumbandager</b>				
55522	5,1 cm x 5,1 cm (2 tommex 2 tommex)	25	100	
55533	7,6 cm x 7,6 cm (3 tommex x 3 tommex)	10	50	
55535	8,9 cm x 7,6 cm (3,5 tommex x 3 tommex) fenestreet	10	50	
55544	10,2 cm x 10,2 cm (4 tommex x 4 tommex)	10	50	
55548	10,2 cm x 20,3 cm (4 tommex x 8 tommex)	10	50	
55555	12,7 cm x 12,7 cm (5 tommex x 5 tommex)	10	50	
55566	15,2 cm x 15,2 cm (6 tommex x 6 tommex)	10	50	
55588	20,3 cm x 20,3 cm (8 tommex x 8 tommex)	10	50	

<b>Kendall skumbandager – med topfiln</b>				
55522P	5,1 cm x 5,1 cm (2 tommex x 2 tommex)	25	100	
55533P	7,6 cm x 7,6 cm (3 tommex x 3 tommex)	10	50	
55535P	8,9 cm x 7,6 cm (3,5 tommex x 3 tommex) fenestreet	10	50	
55544P	10,2 cm x 10,2 cm (4 tommex x 4 tommex)	10	50	
55548P	10,2 cm x 20,3 cm (4 tommex x 8 tommex)	10	50	
55566P	15,2 cm x 15,2 cm (6 tommex x 6 tommex)	10	50	
55588P	20,3 cm x 20,3 cm (8 tommex x 8 tommex)	10	50	

## ■ el

**Περιγραφή:** Τα σφάρδη επίθεματα Kendall παρέχουν το ιδανικό υπρό περιβάλλον για μεγάλη ποικιλία τραυματών. Αυτό το εξαιρετικά απορροφητικό επίθεμα που δεν αφήνει χνούδι έχει σχεδιαστεί για την προστασία και την καλύτερη μέτρια έως πολύ εξίδρωματικών τραυματών. Τα σφάρδη επίθεματα Kendall είναι ημιδιαπερατά και επιτρέπουν την ανταλλαγή αερίων, όπως οξυγόνου και υδρατμών. Η μαλακή, εύκαμπτη φύση του σφάρδους επίθεματος Kendall του επιτρέπει να προσαρμόζεται εύκολα σε όλα τα περιγράμματα σώματος. Τα σφάρδη επίθεματα Kendall δεν είναι προσκολλητικά, καθιστώντας τις αλλαγές των επίθεμάτων εύκολες και άνετες.

**Ενδείξεις χρήσης:** Τοιές χειρουργικών επειμβάσεων, κατακλίσεις, έλκη λόγω φλεβικής στάσης, διαβητικά έλκη, σημεία λήψης μοσχατέρων, εκδορές, θλαστικά τραύματα, επιφανειακά εγκαύματα, άλλες πληγές που προκαλούνται από τραυματισμό και ως δευτερεύον επίθεμα ή επίθεμα κάλυψης για επιμιατωμένα τραύματα. Αποτελεί το ιδανικό επίθεμα για την τοπική αντιμετώπιση του εξίδρωματος που μπορεί να εμφανιστεί σε θέσεις παροχέτευσης του σώματος που έχουν δημιουργηθεί χειρουργικά όπως τραχειοστομία, γαστρικός σωλήνας, νηστιδικός σωλήνας, παροχέτευση Penrose, θωρακικός σωλήνας, σωλήνας νεφροστομίας ή παροχέτευση με αναρρόφηση.

**Προφυλαξεί:** Τα σφάρδη επίθεματα Kendall δεν προορίζονται για εγκαύματα 3ου βαθμού.

**Προτοιμασία του σημείου του τραυματός:** Καθαρίστε την περιοχή του τραυμάτος χρησιμοποιώντας μη τοξικό διάλυμα καθαρισμού ή φουσιλογικό ορό. Εκπλύνετε και στεγνώστε ενδελεχώς το τραύμα και τις γύρω περιοχές πριν από την εφαρμογή του επίθεματος.

**Εφαρμογή του επίθεματος:** Επλέξτε το επίθεμα που προφέρει περιθώριο σφάρδους ωικού τουλάχιστον 5 cm (2 ίντσες) γύρω από τα γέλητα του τραυμάτος. Εάν είναι απαραίτητο, κόψτε το επίθεμα στο κατάλληλο μέγεθος για να διασφαλίσετε την ομαλή, συνεχή εφαρμογή με την επιφάνεια του δέρματος. (Τα σφάρδη επίθεματα Kendall θα πρέπει να εφαρμόζονται με τη λευκή πλευρά να ακουμπά την πλευρά της περιέδεσης ή με την επένδυση προς τα επάνω.)

Τοποθετήστε το σφάρδες επίθεμα Kendall σθευθείας επάνω στην επιφάνεια του τραυμάτος και κρατήστε το στη θέση αυτή καλύπτοντάς το με επίθεματα Polyskin II, ρολό επίδεσμο γάζας Kerlix ή Curity. Ελαστικό επίδεσμο Tensor, διατενόμενο επίδεσμο Conform, αυτοκόλλητη ταινία ή άλλο κατάλληλο δευτερεύον επίθεμα.

**Συνολήπια αλλαγής:** Η υψηλή απορροφητικότητα των σφάρδων επίθεμάτων Kendall εξαγοστοποιεί την ανάγκη αλλαγών του επίθεματος. Στην πράξη, η συχνότητα αλλαγών εξαρτάται από τη φύση και την κατάσταση του τραύματος και την ποσότητα του εξίδρωματος. Για καθαρά, επιφανειακά τραύματα, χωρίς σημεία κοροσμού ή λοίμωξης, τα σφάρδη επίθεματα Kendall είναι δυνατόν να παραμείνουν στη θέση τους επί έως και μία εβδομάδα.

**Αλλαγή και αφαίρεση του επίθεματος:** Θα πρέπει να αλλάζετε το σφάρδες επίθεμα Kendall όταν εμφανίζονται σημεία κοροσμού ή λοίμωξης κατά μήκος του γέλιους του επίθεματος ή όποτε επιτάσει η ορθή πρακτική νοσηλείας. Για την αλλαγή του επίθεματος, αφαιρέστε τους επίδεσμούς ή την ταινία ασφαλήσης και ανασηκώστε προεκκτικά το σφάρδες επίθεμα Kendall από το τραύμα. Τα σφάρδη επίθεματα Kendall δεν είναι προσκολλητικά, δεν είναι αυτοκόλλητα και δεν δημιουργούν γέλη. Οι αλλαγές του επίθεματος είναι ταχείες, άνετες, και δεν θα διαταράξουν τον κοκκωματωδή ιστό που επισουλώνεται.

**Διαγωγή του επίθεματος:** Τα σφάρδη επίθεματα Kendall απορροφούν το εξίδρωμα, διογκώνονται και «αυξάνεται» το μέγεθός τους λόγω της κυτταρικής όσμωσης του επίθεματος.

<b>Πληροφορίες παραγγελιών</b>			
<i>REF</i>	<i>Περιγραφή</i>	<i>Ποσότητα ανά χορτοκάρβιτο</i>	<i>Ποσότητα ανά κουτά</i>
<b>Ασφάρδη επίθεματα Kendall</b>			
55522	5,1 cm x 5,1 cm (2 ίντσες x 2 ίντσες)	25	100
55533	7,6 cm x 7,6 cm (3 ίντσες x 3 ίντσες)	10	50
55535	8,9 cm x 7,6 cm (3,5 ίντσες x 3 ίντσες) με θυρίδες	10	50
55544	10,2 cm x 10,2 cm (4 ίντσες x 4 ίντσες)	10	50
55548	10,2 cm x 20,3 cm (4 ίντσες x 8 ίντσες)	10	50
55555	12,7 cm x 12,7 cm (5 ίντσες x 5 ίντσες)	10	50
55566	15,2 cm x 15,2 cm (6 ίντσες x 6 ίντσες)	10	50
55588	20,3 cm x 20,3 cm (8 ίντσες x 8 ίντσες)	10	50

Ασφάρδη επίθεματα Kendall – με επένδυση			
55522P	5,1 cm x 5,1 cm (2 ίντσες x 2 ίντσες)	25	100
55533P	7,6 cm x 7,6 cm (3 ίντσες x 3 ίντσες)	10	50
55535P	8,9 cm x 7,6 cm (3,5 ίντσες x 3 ίντσες) με θυρίδες	10	50
55544P	10,2 cm x 10,2 cm (4 ίντσες x 4 ίντσες)	10	50
55548P	10,2 cm x 20,3 cm (4 ίντσες x 8 ίντσες)	10	50
55566P	15,2 cm x 15,2 cm (6 ίντσες x 6 ίντσες)	10	50
55588P	20,3 cm x 20,3 cm (8 ίντσες x 8 ίντσες)	10	50

## ■ cs

**Popis:** Pěnová krytí Kendall poskytuje ideální vlhké prostředí pro široké spektrum ran. Toto vosce absorpční krytí, které nepouští vlákna, je vytvořeno pro ochranu a polštářování středně až silně exudujících ran. Pěnová krytí Kendall jsou polookluzivní, což umožňuje výměnu plynu jako kyslík a vodní páru. Pěnové krytí Kendall je měkké a flexibilní, což mu umožňuje snadné přizpůsobení všem druhům těla. Pěnová krytí Kendall jsou nepřilnavá, což znamená snadnou a bezbolestnou výměnu krytí.

**Indikace Pro Použití:** Pooperační řezy, proleženiny , žilní vředy se stázou, diabetické vředy, dárčovské oblasti, odřeniny, lacerace, povrchní popáleniny, další rány způsobené traumatem, a jako sekundární krytí nebo svrchní krytí pro tamponované rány. Jedná se o ideální krytí pro místní kontrolu exudátu, který se může vyskytnout u chirurgicky vytvořených drenáží v těle jako je tracheostomie, gastrická hadička, jejunální hadička, Penrosova drenáž, hrudní hadička, nefrostomická hadička nebo jímková drenáž.

**Upozornění:** Pěnová krytí Kendall nejsou určena pro popáleniny 3. stupně.

**Příprava rány:** Pokud je to třeba, očistěte okolí rány netoxickým čistícím roztokem nebo fyziologickým roztokem. Před přiložením krytí ránu a její okolí důkladně opračňte a osušte.

**Příkládání krytí:** Zvolte krytí, které okraje rány přesáhne pěnou o nejméně 5 cm (2 palce). Pokud je to třeba, zastřihněte krytí na potřebnou velikost, aby se zajistilo hladké a souvislé přilnutí na pokožku. (Pěnová krytí Kendall se příkládají bilou stranou na kryté místo nebo krytem nahoru.)

Umístěte pěnové krytí Kendall přímo na povrch rány a připevněte je krytím Polyskin II, rolemi gázových obvazů Kerlix nebo Curity, elastickým obvazem Tensor, strečovým obvazem Conform, náplastí nebo jiným vhodným sekundárním krytím.

**Častost převazu:** Vysoká savost pěnových krytí Kendall snižuje potřebu převazu na minimum. V konkrétních případech bude častost převazu záviset na povaze a stavu rány a objemu exudátu. Pro čisté povrchové rány bez známek saturaace nebo infekce lze pěnová krytí Kendall ponechat na místě až týden.

**Převaz a odstránění krytí:** Pěnové krytí Kendall je nutno vyměnit, pokud jsou kolem okrajů viditelné známky saturaace krytí nebo kdyžkoliv to příkazyjí zásady správné ošetvovatelské praxe. Pro výměnu krytí odstraňte připevňující obvazy nebo náplast a opatrně zvedněte pěnové krytí Kendall s rány. Pěnová krytí Kendall jsou nepřilnavá, neadhézivní a nepegelující. Výměny krytí jsou rychlé, pohodlné a nenaruší hojící se granuláční tkáň.

**Expanzce krytí:** Pěnová krytá Kendall absorbují exudát a vzhledem k buněčné struktuře krytí expandují a „rostou“.

<b>Informácie pro objednávky</b>			
<i>REF</i>	<i>Popis</i>	<i>Počet v kartónu</i>	<i>Počet v krabici</i>
<b>Pěnová krytí Kendall</b>			
55522	5,1 cm x 5,1 cm (2 palce x 2 palce)	25	100
55533	7,6 cm x 7,6 cm (3 palce x 3 palce)	10	50
55535	8,9 cm x 7,6 cm (3,5 palce x 3 palce) s okénky	10	50
55544	10,2 cm x 10,2 cm (4 palce x 4 palce)	10	50
55548	10,2 cm x 20,3 cm (4 palce x 8 palců)	10	50
55555	12,7 cm x 12,7 cm (5 palců x 5 palců)	10	50
55566	15,2 cm x 15,2 cm (6 palců x 6 palců)	10	50
55588	20,3 cm x 20,3 cm (8 palců x 8 palců)	10	50

<b>Pěnová krytí Kendall – s krytem</b>			
55522P	5,1 cm x 5,1 cm (2 palce x 2 palce)	25	100
55533P	7,6 cm x 7,6 cm (3 palce x 3 palce)	10	50
55535P	8,9 cm x 7,6 cm (3,5 palce x 3 palce) s okénky	10	50
55544P	10,2 cm x 10,2 cm (4 palce x 4 palce)	10	50
55548P	10,2 cm x 20,3 cm (4 palce x 8 palců)	10	50
55566P	15,2 cm x 15,2 cm (6 palců x 6 palců)	10	50
55588P	20,3 cm x 20,3 cm (8 palců x 8 palců)	10	50

## ■ hu

**Leírás:** A Kendall habzsívcskótszerek ideális nedves környezetet biztosítanak a legkülönbébb sebek ellátásához. Ez a nagy nedvszívóképességű, nem szűszőlo kötszser közepesen és erősen váladékozó sebek védelmére és kípamázására szolgál. A Kendall habzsívcskótszerek félig áteresztők, ami lehetővé teszi a gázok, pl. az oxigén és a vízgőz átjutását. A Kendall habzsívcskótszser puhasága és rugalmassága következtében könnyen rásimul minden testrésze. A Kendall habzsívcskótszerek nem tapadnak, ezért a kötszser könnyen és kényelmesen cserélhető.

**Használati javallatok:** Műtét után visszamaradt vágások, felfekvések, vénás pangás okozta fekélyek, diabetikus fekélyek, donor területek, horzsolások, szakított sebek, felületi égések, sérülések során keletkezett egyéb sebek kezelésére, valamint másodlagos vagy fedőkötések tamponált sebkehez. Ideális kötszser a műtétileg létrehozott váladékelvezető nyílásoknál, pl. tracheostomiát követően, vagy G-szonda, J-szonda, Penrose-drén, mellkásdrén, nephrotomás drén vagy szivódrén elhelyezése után esetleg jelentkező váladék helyi kezelésére.

**Övintézkedések:** A Kendall habzsívcskótszerek nem alkalmazhatók harmadfokú égésekhez.

**A seb környékének előkészítése:** Ha szükséges, tisztítsa meg a seb területét nem mérgező tisztítóoldattal vagy fiziológis sóoldattal. A kötszser felhelyezése előtt alaposan öblítse le és szárítsa meg a sebet és környékét.

**A kötszser alkalmazása:** Válassza ki azt a kötszert, amely legalább 5 cm (2 hüvelyk) széles habzsívcsk-szegélyt képez a seb szélei körül. Ha szükséges, a bőrfelülettel való sima, folyamatlan érintkezés érdekében vágja méretre a kötszert. (A Kendall habzsívcskótszereket úgy kell felhelyezni, hogy fehér oldaluk érintkezzék a kötözendő területtel, vagy a fedőlappuk nézzen felfelé.)

A Kendall habzsívcskótszerek helyezze közvetlenül a sebfelületre és rögzítse Polyskin II kötszerekkel, Kerlix vagy Curity gézpólyatekersekkel, Tensor elastikus pólyával, Conform rugalmas pólyával, ragtapasszal vagy egyéb megfelelő ásdolagos kötszserrel.

**A csere gyakorisága:** A Kendall habzsívcskótszerek nagy nedvszívóképessége következtében minimális számú csereére van szükség. A tényleges használat során a cserek gyakorisága a seb természetétől és állapotától, valamint a váladék mennyiségétől függ. Tiszta, felszűns sebeknél, ahol nem mutatkoznak az átázás vagy a fertőzés jelei, a Kendall habzsívcskótszerek akár egy hétig is a helyükön hagyhatók.

**A kötszser cseréje és eltávolítása:** A Kendall habzsívcskótszert akkor kell kicserélni, ha a kötés szélei mentén átázás jelei láthatók, vagy ha a helyes ápolási gyakorlat ezt megköveteli. A kötés cseréjéhez távolítsa el a rögzítő kötéseket vagy a ragtapaszt és óvatosan emelje le a Kendall habzsívcskótszert a sebről. A Kendall habzsívcskótszerek nem tapadnak, nem ragadnak és nem kocsnyószódnak. A kötszser cseréje gyors, kényelmes és nem szakítja fel a gyógyuló granulációs szövetet.

**A kötszser táglása:** A Kendall habzsívcskótszerek felszívják a váladékt, kitárolnak és sejtcs szerkezetüknek köszönhetően méretük „megnö”.

<b>Rendelési információk</b>			
<i>REF.</i>	<i>Leírás</i>	<i>Gyűjtődó-bazonkénti mennyiség</i>	<i>bazonkénti mennyiség</i>
<b>Kendall habzsívcskótszerek</b>			
55522	5,1 cm x 5,1 cm (2 hüvelyk x 2 hüvelyk)	25	100
55533	7,6 cm x 7,6 cm (3 hüvelyk x 3 hüvelyk)	10	50
55535	8,9 cm x 7,6 cm (3,5 hüvelyk x 3 hüvelyk) ablakos	10	50
55544	10,2 cm x 10,2 cm (4 hüvelyk x 4 hüvelyk)	10	50
55548	10,2 cm x 20,3 cm (4 hüvelyk x 8 hüvelyk)	10	50
55555	12,7 cm x 12,7 cm (5 hüvelyk x 5 hüvelyk)	10	50
55566	15,2 cm x 15,2 cm (6 hüvelyk x 6 hüvelyk)	10	50
55588	20,3 cm x 20,3 cm (8 hüvelyk x 8 hüvelyk)	10	50

<b>ru</b>		
<b>Описание.</b> Губчатые повязки Kendall создают идеальную влажную среду для различного типа ран. Эта не оставляющая волокон повязка с высокой абсорбирующей способностью предназначена для защиты и снятия напряжения ран с количеством экссудата от умеренного до большого. Губчатые повязки Kendall являются полуметаллическими, допуская прохождение таких газов, как кислород и водяной пар. Мягкость и гибкость Губчатой повязки Kendall позволяют ей плотно прилегать к ранам на любых поверхностях тела пациента. Губчатые повязки Kendall не прилипают к ране, что обеспечивает простоту и удобство их смены.		

**Показания к применению:** Постоперационные разрезы, пролежни, трофические язвы, диабетические язвы, донорские участки, садняни, рваные раны, поверхностные ожоги, другие раны, возникшие в результате травмы, а также в качестве вторичной или повязки для тампонируемых ран. Это идеальная повязка для локального удаления экссудата, который может выделяться в местах образованного хирургическим путем дренажа, например при трахеостомии, установке гастростомической трубки, еностомической трубки, дренажа Пенроуза, плевральной дренажной трубки, нефротомической трубки или отсасывающего дренажа.

**Меры предосторожности:** Пенные повязки Kendall не предназначены для ожогов 3-й степени.

**Подготовка раны:** При необходимости очистите область раны нетоксичным чистящим или физи



# OPTION A

Product Brand:	Kendall™
Product Descriptor:	Hydrophilic Foam Dressing
REF #:	GNRC
GBU & COT:	Medical Supplies, Advanced Woundcare
REV: (MM/DD/YYYY)	01/16/2013

### ADDITIONAL JOB INFORMATION (if available)

Job #:	40_OF	Dims:	14.000" W x 24.000" H
Artwork/Part #:	AG62959914	Metric Dims:	35.559 cm x 60.959 cm
Print Process:	Offset	Package Type:	IFU (Instructions)
Barcode Format:	N/A	File Name:	AG62959914_GNRC_IFU
Dieline:	OF10000296_NC_Rev2	Temp ID:	N/A

Check here if:	<input type="checkbox"/> US Only <input checked="" type="checkbox"/> Generic Artwork	Linked to Generic Artwork: <small>(if applicable)</small>	N/A
----------------	---	--	-----

### NUMBER OF COLORS

PMS 281	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

### TINTS

25% PMS 281	50% PMS 281	70% PMS 281	80% PMS 281	XX% XXXX	XX% XXXX

### TECHNICAL INFORMATION

Application/Version:	InDesign/CS4
Placed Images:	N/A
Fonts Used:	Myriad Pro

**Comments:** (1.12.12#TM.SH). C\*22704 - change artwork number - AD - 6/11/2012.  
 C\*22704 - LG - Added "Does Not Contain" symbol; Removed COO, latex-free and DEHP-free 7/24/12  
 C\*22704, EI, 7/26/12  
 C\*22704 JH 01/16/2013

**Printer Notes:**



**COVIDIEN**

15 Hampshire Street,  
Mansfield, MA 02048

### GBU-SPECIFIC INFORMATION

Graphic Designer:	Lorenzo Gordon
	E Irving
	Jim Hamel

### DESIGN AGENCY INFORMATION (for external use only)

Agency Name:	XXXXXX
Agency Contact:	XXXXXX